



Spécifications du produit

Gants d'examen roses en nitrile Stellar



Mesures

Matériau	Épaisseur – Poignet	Épaisseur – Paume	Épaisseur – Doigts	Longueur	Enfilage	Couleur	Poignet	Texture
Nitrile	0,05 +/- 0,02	0,07 +/- 0,02	0,10 +/- 0,02	230 mm	Sans poudre	Rose	Bord roulé	Bout des doigts texturé

Code de produit	Taille	Poids des gants (g)	Largeur de la paume	Poids/caisse (lb)
002-E10202-XS	Très petit	3,5 +/- 0,3	76 +/- 3	14.3
002-E10202-S	Petit	4,0 +/- 0,3	84 +/- 3	14.3
002-E10202-M	Moyen	4,5 +/- 0,3	94 +/- 3	15.3
002-E10202-L	Grand	5,0 +/- 0,3	105 +/- 3	16.3
002-E10202-XL	Très grand	5,5 +/- 0,3	113 +/- 3	17.3

	Avant usure	Après usure
Résistance à la traction (MPa)	Min. 14	Min. 14
Allongement (%)	Min. 500	Min. 400
Force de rupture	Min. 500	Min. 400

	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Caisses – Dimensions	340	265	253
Boîtes – Dimensions	235	140	65

Stockage : Doivent être stockés dans un environnement sec. Ne pas les exposer directement à la lumière du soleil.

Durée de stockage : 5 ans à compter de la date de fabrication

Emballage : 100 gants/boîte x 10 boîtes/caisse = 1 000 gants/caisse

Pays d'origine : Malaisie

Conformité : Conformes aux lignes directrices de l'ACIA et de la FDA

Homologation d'instrument médical de classe II de Santé Canada



SÛRS POUR
USAGE MÉDICAL



SANS LATEX



NON STÉRILES



SANS POUDRE

Stellar Safety Supply

www.stellarsafetysupply.com

1 844-459-0015